

Göz Pal Okuyucu Hızlı Başlangıç

Birimi Kurma

1. size bakacak şekilde ön panel ve düğmeleri ile düz bir yüzeye Göz Pal Okuyucu,
2. Kamerayı açın. yerine oturuncaya kadar kamera kolunu yukarı çekin. Sen kol yerinde olduğunu belirten bir klik sesi duyacaksınız. o da yerine oturana kadar Sonra döner / kamera kafasını yukarı çekin. Yine kamera kafası yerinde olduğunu belirten bir klik sesi duyacaksınız.
3. Güç kablosunun güç kaynağına bağlayın. böylece ön paneldeki etrafında Göz Pal Reader çevirin sizden uzağa karşı karşıya. sol tarafta Base arkasına güç kaynağını takın. Sonra bir elektrik prizine diğer ucunu.
4. Cihazın sağ tarafında bulunan USB portuna tuş takımını bağlayın.
5. Sizin Göz-Pal Okuyucu şimdi kullanılmak üzere hazır.

Platform herhangi nesnelere temiz olduğundan emin olun.

Güç Açık ve Okuma

1. Ön panelin ortasında bulunan küçük yuvarlak düğmesini basılı tutarak Göz-Pal Reader 1. açın.
2. ses düğmesi saat yönünde çevirin. Ses düğmesi ön panelin ortasında bulunan büyük bir yuvarlak düğme. Bir melodi yazılım yüklenirken oynayacak.

NOT: Bir pin ses jakı ile kulaklık kullanabilirsiniz. USB konektörü ile kulaklık Göz Pal Reader ile uyumlu değildir. Kulaklık jakı USB bağlantı noktasının yanındaki sağ tarafında yer alır.

3. Göz-Pal Reader yükleme yapılır 3. sonra, "belgenizi koyun." Duyacaksınız Artık okumaya hazırız.

NOT: duyana kadar herhangi bir belge açık bir platform tutun "Belgenizi koyun."

- okumaya başlamak için, Eye-Pal Reader baz bir belge yerleştirin. Oryantasyon önemli değil. En kısa sürede belge hala olduğu gibi, bir "enstantane" sesi duyacaksınız. Göz Pal Okuyucu sadece birkaç saniye içinde yüksek sesle okumaya başlayacak.

Belgeyi kaldırırsanız, "belgenizi yerleştirin" Lütfen, duyacaksınız. Belgeyi değiştirmek veya ön paneldeki veya tuş takımındaki Duraklat / Devam düğmesine basarak, okumaya devam edin,

NOT: Göz-Pal Okuyucu yalnızca temel platformu sınırları içinde metni okuyabilirsiniz. sınırları dışında herhangi bir metin okuma olmayacaktır. ellerinizle kameranın vizyonunu engel değil emin olun..

Merkez Ön Panel Kontrolleri



Güç - Ön panelin merkezinde küçük yuvarlak düğme ve kapalı Göz Pal Reader açmak için kullanılır.

Hacim - Güç düğmesinin sağındaki büyük yuvarlak topuzu, ön paneldeki ses seviyesini ayarlamak için kullanılır. Ses düzeyini artırmak düğmeyi saat yönünde çevirin.

Gizli Ön Panel Kontrolleri

bu kontroller tabanının sağ alt köşesinde çıkıntıyı bulun kullanın. kenar aşağı parmağınızı basın ile. Kapak açmak ve dört düğme ortaya çıkaracaktır.



Pause Okuma Devam - soldan ikinci düğme. Bu iki yatay çizgi ile işaretlenmiştir. Bu düğmeye basın duraklatmak ve okuma devam etmek. Bu düğmeye 3 saniye basılı tutulursa, bu etkinleştirmek veya hareket aktive kontrollerin kullanımını devre dışı bırakır.

Önceki Cümle Oku - ilk düğmeyi bir ok işaret sol ile işaretlenmiş solda. Bir önceki cümlede dönmek için kullanılır. Belirli bir cümleye dönmek için gerektiğinde Bu düğme çok kez preslenebilmektedir.

Hız Okuma - duraklatma düğmesinin sağında bulunan iki üçgen düğmeleri, biri diğerinin üzerine vardır. alt düğme okuma hızını azaltacaktır ise üst düğmesi okuma hızını artırır.

Yeniden Başlatma - herhangi bir nedenle Göz Pal Reader yeniden başlatmak için 5 saniye boyunca sol tarafındaki ilk düğmesine basın. Sen "yeniden başlatılıyor." Duyacaksınız

Hareket Aktif Kontroller

Bu özellik kullanmak için, 3 saniye boyunca ön paneldeki Duraklat / Devam düğmesini basılı tutun. Sen "Etkin Hareket Komutları." Duyacaksınız bir belge platformu üzerinde olduğunda aşağıdaki el hareketleri sadece iş unutmayın.

Pause Okuma Devam - soldan sağa basılı materyal üzerinde yavaşça elinizi hareket ettirin.

Önceki Cümle Oku - basılı materyal üzerinde sağdan sola doğru yavaşça elinizi hareket ettirin. Belirli bir cümle dönmek için gerektiği gibi elden kadar birçok kez taşıyın.

Gelişmiş özellikler

Sütunlar Okuma - Tuş takımı üzerindeki Sol ve Sağ Ok tuşları aynı anda basıldığında, Eye-Pal Okuyucu sütunların üzerinden okuyacaktır.

Sayfa Düzeni nitelendiren - Tuş takımı üzerindeki Yukarı Ok ve Aşağı Ok düğmelerini aynı anda basıldığında, Eye-Pal Okuyucu sayfasının düzenini anlatacağız.

Diller değiştirilmesi - tuş takımındaki Hatırlama ve kaydet düğmeleri aynı anda basıldığında, Eye-Pal Okuyucu dil ve / veya sesleri geçecektir.

Işık Kapatma - Yukarı Ok, Aşağı Ok ve tuş takımındaki Pause düğmeleri aynı anda basıldığında ışık söner.

Kitap Tasarruf Modu - Göz-Pal Okuyucu kılavuzuna başvurun metin ve MP3 flash sürücü kullanarak onları dönüştürmek, kitap kurtarmak öğrenmek için.